


1. 什么是虚拟仪器：

以计算机为中心的，测量对象的信息是计算机能处理的信息，由计算机完成对测量对象的控制，用户通过计算机来控制测量和了解测量结果，即，一种基于计算机的自动化测试仪器系统。

对于整个测量过程，通过采用 USB 接口传输数据的 DAQ 卡完成，他也可以将计算机数字信号转化为模拟电压信号输出，因此也可以实现控制。

2. 虚拟仪器测伏安特性。



3. 控件图标分为输入控件图标和输出控件图标。

输入：图 29-4 中外框加粗的图标。

输出：图 29-4 中外框未加粗的图标。

编辑错误连接线： $Ctrl + E$

开关标识：



4. 图 29-6. 各部分操作作用:

- number of samples : 模拟示波器捕获正弦曲线的组数.
- rate : (Hz) 测量速率.
- stop : 停止程序.
- Waveform graph: 将测量数据可视化.

5. 第一部分: 获取测量的断点值.

第二部分: 停留采集时间间隔.

第三部分: 测量电压(总, 丽伟), 以及输入标准电阻阻值.

第四部分: 停留一段采时间间隔.

6. 简介伏安曲线测量:

虚拟仪器优点: 便于更改参数、完成多组数据测量.

能排除部分由于实验环境引入的误差.

自动化, 操作方便.

传统仪器优点: 测量之间相对独立, 直接测量.(能有机会发现新的物理规律).

实时可操控.

稳定性, 适用于长时间、高精度测量.